

BOMBOLA OSSIGENO 0,5 l - riduttore NF - alluminio - vuota



Bombole per ossigenoterapia (vuote)

- NF
- Litri: 0.5
- Flusso: fisso 6 l
- Dimensione: Ø 70x350mm
- Peso kg: 2,75
- Bombola per ossigeno in alluminio, con riduttore di pressione da assemblare (non integrato)

Bombole in acciaio per ossigeno terapeutico a 200 bar di pressione, con valvola e chiusura di sicurezza.

Adatte per l'uso terapeutico domiciliare ed ospedaliero, specialmente in caso di erogazione saltuaria di ossigeno.