

BOMBOLA OSSIGENO 2 l - riduttore NF



BOMBOLA PER OSSIGENOTERAPIA (vuota)

- NF
- Litri: 2
- Flusso: 0/15 l
- Dimensioni: Ø 110 x 410 mm
- Peso: 4,5 Kg
- borsa morbida + protezione

Bombole in acciaio per ossigeno terapeutico a 200 bar di pressione, con valvola e chiusura di sicurezza.

Sono ideali per l'uso terapeutico domiciliare ed ospedaliero.

Fornite in una borsa morbida, sono dotate di un riduttore di pressione con valvola di rilascio a due stadi (erogazione 0-15 l/min) e di un manometro ad alta pressione, che indica la quantità di ossigeno presente nella bombola (34510-34511) e di una mascherina facciale.

- NF (prodotto non in stock, disponibile in 15 giorni)
- Litri: 2
- Flusso: 0/12 l
- Dimensioni: Ø 110 x 410 mm
- Peso: 4.5 kg
- Borsa morbida + protezione riduttore