

BOMBOLA OSSIGENO 3 l - riduttore NF



BOMBOLA PER OSSIGENOTERAPIA (vuota)

- NF
- Litri: 3
- Flusso: 0/15 l
- Dimensioni: Ø 110 x 530 mm
- Peso: 5,5 Kg
- borsa morbida + protezione

Bombole in acciaio per ossigeno terapeutico a 200 bar di pressione, con valvola e chiusura di sicurezza.

Sono ideali per l'uso terapeutico domiciliare ed ospedaliero.

Fornite in una borsa morbida, sono dotate di un riduttore di pressione con valvola di rilascio a due stadi (erogazione 0-15 l/min) e di un manometro ad alta pressione, che indica la quantità di ossigeno presente nella bombola (34510-34511) e di una mascherina facciale.