

## **BOMBOLA OSSIGENO 5 l - VALVOLA BRITISH STD.**



BOMBOLA DI OSSIGENO PER USO GENERICO (vuota)

Bombola ossigeno 5 l con valvola (BULL NOSE / BRITISH STD)

Dimensioni: Ø 140 x 550 mm

(Prodotto non in stock, disponibile in 15 giorni)

Fornite con la valvola. Ideali per apparecchi di anestesia, possono essere usate con i riduttori di pressione 34540-34541 o altri standard (NF, DIN, BRITISH STD, PIN INDEX).