

BOMBOLA OSSIGENO 10 I - VALVOLA BRITISH ST.



BOMBOLA DI OSSIGENO PER USO GENERICO (vuota)

Bombola ossigeno 10 l con valvola (BULL NOSE / BRITISH STD)

Dimensioni: Ø 140 x 900 mm

(Prodotto non in stock, disponibile in 15 giorni)

Fornite con la valvola. Ideali per apparecchi di anestesia, possono essere usate con i riduttori di pressione 34540-34541 o altri standard (NF, DIN, BRITISH STD, PIN INDEX).