

## COLLARE PEDIATRICO AMBU REDI-ACE



2 collari per tutti i pazienti. Le 8 misure di Ambu® Redi-ACE™ e le 6 di Ambu® Redi-ACE™ Mini rispondono alle esigenze di gran parte dei pazienti. Facile da usare, Ambu® Redi-ACE™ è dotato di un supporto per il mento a posizionamento automatico e due linguette di blocco. Può essere fatto indossare al paziente in soli 3 passaggi:

- scelta dimensioni
- blocco
- collocazione.

Realizzato in materiale radiotrasparente, viene fornito completamente aperto.

Latex free.