

Steccobenda per Gomito e Caviglia con Supporto Rigido Interno



Steccobenda per Gomito e Caviglia con Supporto Rigido Interno

Immobilizzano gli arti in modo efficace.

Ogni steccobenda può essere modellata sui bisogni specifici del paziente.

Assicura un ottimo supporto rigido grazie alla sezione interna realizzata in neoprene rivestita in nylon laminato 100% idrorepellente assemblata ad una stecca in metallo rigido.

Fascia in velcro per un fissaggio rapido.

Disponibile in 5 misure o in una borsa con set di 5 pezzi.

Istruzioni in: GB, FR, IT, ES, PT.

La steccobenda per gomito e caviglia è un dispositivo per immobilizzazione indicato in situazioni di emergenza e primo soccorso. Progettata per garantire un supporto efficace e stabile, consente di immobilizzare l'arto in modo rapido e sicuro, riducendo il rischio di ulteriori traumi durante il trasporto del paziente.

La struttura interna è composta da una stecca in metallo rigido, rivestita in neoprene e nylon laminato 100% idrorepellente, materiali resistenti e facilmente igienizzabili. Questo sistema assicura un sostegno ottimale mantenendo al tempo stesso comfort e adattabilità.

La steccobenda può essere modellata in base alle esigenze specifiche del paziente, adattandosi alla conformazione dell'arto. Le fasce in velcro regolabili permettono una chiusura sicura e rapida, facilitando l'applicazione anche in contesti di intervento urgente.

Disponibile in diverse misure, è ideale per ambulanze, pronto soccorso, studi medici e kit di emergenza professionali. Rappresenta una soluzione pratica e affidabile per la gestione di traumi a gomito e caviglia.

FAQ - Domande e Risposte

Per quali arti è indicata questa steccobenda?

È indicata per immobilizzare gomito e caviglia.

La struttura è rigida?

Sì, integra una stecca interna in metallo rigido per garantire stabilità.

Il materiale è resistente all'acqua?

Sì, è rivestita in neoprene con nylon laminato 100% idrorepellente.

È regolabile?

Sì, dispone di fasce in velcro regolabili per una chiusura sicura e personalizzata.

È adatta per uso professionale?

Sì, è indicata per ambulanze, pronto soccorso e ambienti sanitari.