

SET STECCOBENDE - 5 pezzi 1 set



Set steccobende professionali 5 pezzi per immobilizzazione arti

- Immobilizzano gli arti in modo efficace.
- Ogni steccobenda può essere modellata sui bisogni specifici del paziente.
- Assicura un ottimo supporto rigido grazie alla sezione interna realizzata in neoprene rivestita in nylon laminato 100% idrorepellente assemblata ad una stecca in metallo rigido.
- Fascia in velcro per un fissaggio rapido.
- Disponibile in 5 misure o in una borsa con set di 5 pezzi

Istruzioni in: GB, FR, IT, ES, PT.

Il set steccobende da 5 pezzi è progettato per l'immobilizzazione rapida ed efficace degli arti in caso di traumi, fratture, distorsioni e interventi di primo soccorso. Ideale per ambulanze, pronto soccorso, protezione civile, attività sportive e soccorso sanitario, il kit offre una soluzione pratica e versatile per la gestione delle emergenze.

Ogni steccobenda è modellabile per adattarsi alle diverse esigenze del paziente, garantendo un supporto rigido e stabile grazie alla struttura interna rinforzata. Il rivestimento in nylon laminato idrorepellente assicura resistenza, comfort e facilità di pulizia, rendendo il prodotto adatto anche ad utilizzi frequenti in ambito professionale.

Il set comprende 5 misure differenti per immobilizzare polso, avambraccio, braccio, gamba e altri distretti corporei. La pratica borsa inclusa facilita il trasporto e l'organizzazione del materiale durante interventi di emergenza e attività di soccorso.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve il set steccobende?

Serve per immobilizzare arti e articolazioni in caso di traumi o sospette fratture.

Le steccobende sono modellabili?

Sì, possono essere adattate facilmente alle esigenze del paziente.

Il set include diverse misure?

Sì, comprende 5 steccobende di dimensioni differenti.

È adatto per ambulanze e pronto soccorso?

Sì, è ideale per utilizzo professionale e interventi di emergenza.

Il materiale è resistente all'acqua?

Sì, il rivestimento è in nylon laminato idrorepellente.

Set steccobende 5 pezzi per immobilizzazione arti e primo soccorso.

Kit professionale modellabile ideale per emergenza, ambulanze e soccorso sanitario.