

SET STECCOBENDE A DEPRESSIONE 1 set



KIT STECCOBENDE A DEPRESSIONE

Il kit include stecche a depressione per braccio, gomito e gamba, borsa di nylon e pompa.

Stecche fabbricate con TPU durevole e di alta qualità, riempite con innocuo materiale particolato di EPS.

Adatte per esami radiografici e CT.

La rigidità delle stecche può essere regolata pompando aria secondo la necessità.

Regolazione rapida e semplice della morbidezza e durezza delle stecche.

Dimensioni dell'imballaggio: 50x28x22 cm

Borsa per il trasporto e pompa da 0,25 l incluse