

## **PULSOXIMETRO NONIN PALM SAT 2500A**



### **PULSOSSIMETRO palm sat® 2500A con sonda adulti in gomma riutilizzabile e allarme**

Pulsossimetro compatto, versatile e affidabile concepito e testato per superare tutti i requisiti di longevità.

- la tecnologia Pure Sat® garantisce precisione e rapidità di lettura anche in presenza di pigmentazione variabile della pelle o presenza di smalto. Precisione anche in condizioni impegnative quali paziente in movimento o con bassa perfusione
- collaudato per mantenere le proprie prestazioni anche in caso di caduta o ingresso di liquidi (IPX2).

### **Certificato Us Army e Us Air Force Aeromedical**

Allarmi visivi e acustici, 72 ore di memoria, batterie a lunga durata (60 ore) o batteria NiMH ricaricabile opzionale (40 ore).

Dimensioni: 7x13,8x3,2 cm

Peso: 213 g

Fornito con manuale su CDROM multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, NL, PL, NO, FI, DK, SE

Made in the USA.

---

## **FAQ - Domande e Risposte**

### **A cosa serve il pulsossimetro Nonin PalmSAT 2500A?**

*Serve per monitorare saturazione di ossigeno (SpO2) e frequenza cardiaca.*

### **Il dispositivo è adatto a uso professionale?**

*Sì, è pensato per utilizzo clinico, ospedaliero e ambulatoriale.*

### **Funziona anche con pazienti in movimento?**

*Sì, la tecnologia Nonin PureSAT® garantisce precisione anche in condizioni difficili.*

### **Quanto dura la batteria?**

*Fino a circa 60 ore con batterie alcaline AA.*

### **Dispone di allarmi?**

*Sì, integra allarmi acustici e visivi per monitoraggio sicuro.*

Pulsossimetro Nonin PalmSAT 2500A professionale con tecnologia PureSAT®, monitoraggio SpO2 e frequenza cardiaca preciso e affidabile.

- Intervallo SpO2: 0-100%  $\pm 2$  (70-100% senza movimento)
- Intervallo pulsazioni: 18 - 321 bpm  $\pm 3$  (18-300% senza movimento)
- Alimentazione: 4 batterie alcaline AA 1,5 V (durata 60 ore)