

## **PULSOXIMETRO NONIN PALM SAT 2500A**



PULSOSSIMETRO palm sat® 2500A con sonda adulti in gomma riutilizzabile e allarme

Pulsossimetro compatto, versatile e affidabile concepito e testato per superare tutti i requisiti di longevità.

- la tecnologia Pure Sat® garantisce precisione e rapidità di lettura anche in presenza di pigmentazione variabile della pelle o presenza di smalto. Precisione anche in condizioni impegnative quali paziente in movimento o con bassa perfusione

- collaudato per mantenere le proprie prestazioni anche in caso di caduta o ingresso di liquidi (IPX2).

Certificato Us Army e Us Air Force Aeromedical

Allarmi visivi e acustici, 72 ore di memoria, batterie a lunga durata (60 ore) o batteria NiMH ricaricabile opzionale (40 ore).

Dimensioni: 7x13,8x3,2 cm

Peso: 213 g

Fornito con manuale su CDROM multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, NL, PL, NO, FI, DK, SE

Made in the USA.

Intervallo SpO<sub>2</sub>: 0-100%  $\pm 2$  (70-100% senza movimento)

Intervallo pulsazioni: 18 - 321 bpm  $\pm 3$  (18-300% senza movimento)

Alimentazione: 4 batterie alcaline AA 1,5 V (durata 60 ore)