

Pulsossimetro OXY-200 da Tavolo con Monitor e Batteria



Pulsossimetro OXY-200 da Tavolo con Monitor e Batteria

Pulsossimetro portatile che mostra SpO₂, PR, grafico a barre, PI, andamento pulsazioni e carica della batteria.

Memorizzazione e analisi dati multi-utente.

I dati memorizzati possono essere caricati su PC in tempo reale.

Sensore per dito adulti, batteria e software per download su PC inclusi.

Tempo continuo di funzionamento: più di un'ora.

Allarme audio e video per superamento limite e batteria scarica.

Impostazione di limiti di allarme.

Maniglia per il trasporto.

Luminosità dello schermo, volume e modalità di visualizzazione regolabili.

Schermo 320x240 TFT e LCD.

Menu dei comandi facile da usare.

Scatola e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES).

Il Pulsossimetro OXY-200 è un dispositivo professionale da tavolo progettato per il monitoraggio continuo della saturazione di ossigeno (SpO2) e della frequenza cardiaca (PR). Dotato di display TFT a colori, consente la visualizzazione chiara dei parametri vitali, dell'onda pletismografica e dell'indice di perfusione, offrendo un controllo completo e affidabile.

Adatto per utilizzo in ambito ospedaliero, ambulatoriale e in strutture sanitarie, integra memoria interna per la registrazione dei dati e possibilità di trasferimento su PC per analisi dettagliate. Il dispositivo è alimentato a rete (100-240V) ed è dotato di batteria ricaricabile integrata per garantire continuità operativa anche in caso di interruzione dell'alimentazione.

Dispone di allarmi visivi e sonori regolabili per superamento dei limiti impostati, con impostazione personalizzabile dei parametri di sicurezza. Il design compatto e la presenza di maniglia facilitano il trasporto e l'utilizzo in diversi reparti.

Dispositivo destinato a uso professionale sanitario.

FAQ - Domande e Risposte

Quali parametri misura?

Saturazione di ossigeno (SpO2), frequenza cardiaca (PR) e onda pletismografica.

È dotato di batteria interna?

Sì, integra batteria ricaricabile oltre all'alimentazione di rete.

Consente la memorizzazione dei dati?

Sì, dispone di memoria interna e possibilità di trasferimento su PC.

Ha sistema di allarme?

Sì, con allarmi visivi e sonori regolabili.

È adatto per uso professionale?

Sì, è indicato per strutture sanitarie e ambulatori.

Pulsoximetro OXY-200 da tavolo con monitor TFT, SpO2 e frequenza cardiaca. Con batteria ricaricabile e memoria dati per uso medico professionale.

- Alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz batteria al litio ricaricabile
- Campo di misurazione SpO₂: 0-100% $\pm 2\%$ (tra 70-100%) Risoluzione: 1%
- Frequenza cardiaca: 30-250 bpm ± 2 bpm o $\pm 2\%$ (selezionare il maggiore) Risoluzione: 1 bpm
- Campo di misurazione PI: 0-20% $\pm 1\%$ (tra 1%-20%) Risoluzione: 0,1%
- Dimensioni: 269x222x79 mm - Peso: 1 kg
- Manuale (GB, IT)