

## **SENSORE SpO2 PEDIATRICO per BCI - cavo 0,9 m**



OEM - Marchio: BCI

N: 5

Tipo di sensore: Da dito pediatrico

Lunghezza cavo: 0.9 m

Cavo d'estensione: (cod. 35300) \*Questo sensore SpO2 necessita del cavo d'estensione per essere connesso all'apparecchio.

Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB, FR, IT, ES.

Compatibilità: BCI: 3401, 3304, 3303, 3302, 3301, 3300; Spacelabs Burdick: PRO2; Draeger: Oxipac 2000/2500