

SENSORE SpO2 ADULTI per CSI - cavo 3 m



OEM - Marchio: CSI (Criticare)

N: 1

Tipo di sensore: Da dito adulto

Lunghezza cavo: 3,0 m

Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB, FR, IT, ES.

Compatibilità: Alaris (IVAC): VitalCheck 4400; Criticare: 503DX. 503 Spot, 504DX/P. 504DX, serie 506 (eccetto 506LN3), 507ELC2, 8100 Poet Plus, Poet (602-3A), Scholar, Scholar III