

SENSORE SpO2 ADULTI per GE - cavo 3 m



OEM - Marchio: GE

N: 1

Tipo di sensore: Da dito adulto

Lunghezza cavo: 3.0 m

Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB, FR, IT, ES.

Compatibilità: GE: Dash 2000/3000/4000 con opzione Nellcor, Dash 3000/4000/5000 con opzione Ohmeda, Solar 8000/8000M, i/9500 con modulo Tram 451/451N/851/851N, CardioLab®/Mac-Lab® con modulo Tram 451/451N serie Corometrics® 120/2120, Eagle 1000/3000/4000 Responder 3000 con opzione Nellcor