

SENSORE SpO2 ADULTI per OHMEDA - cavo 3 m



OEM - Marchio: Ohmeda

N: 1

Tipo di sensore: Da dito adulto

Lunghezza cavo: 3.0 m

Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB, FR, IT, ES.

Compatibilità: Datex-Ohmeda: 3740, 3710, 4700 OxiCap, 520RGM, Biox 3760, Ohmeda 3700, 3770, 3775, Rascal II, GE Medical System: 7000 series, Corometrics 511, TRAM A.R., Tram Modular Serie x00SL, Mennen:Horizon XL800 (Ohmeda SpO2)