



PLACCHE COMPATIBILI per defib. Cardiac Science, GE 10 paia



PLACCHE COMPATIBILI PER ADULTI - monouso

Una vasta gamma di placche certificate BSI (British Standard Institute) per pazienti maggiori di 8 anni (25 kg), compatibili con la maggior parte dei defibrillatori presenti sul mercato.

Aderenza eccellente e adeguato spessore del gel.

Includono un paio di placche, cavo e connettore.

Durata massima di validità: 30 mesi (24 mesi per 33584) dalla data di produzione.

Senza lattice. Conformi a: Direttiva 93/42/CEE e successivi emendamenti.

Dispositivo medico Classe IIb. ANSI/AAMI: DF-80; IEC/EN: 60601-1, 60601-2-4; ISO: 10993-1.

Confezione multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, GR, RU.

Made in Italy.

Compatibili con:

- Cardiac Science
- Powerheart AED 9200 series
- Powerheart AED G3 9300 series (G3, G3 Plus, G3 Pro)
- GE
- Responder AED - AED Pro