



## **PLACCHE COMPATIBILI per defib. Draeger, Innomed, S&W, W. Allyn 10 paia**



### **PLACCHE COMPATIBILI PER ADULTI - monouso**

Una vasta gamma di placche certificate BSI (British Standard Institute) per pazienti maggiori di 8 anni (25 kg), compatibili con la maggior parte dei defibrillatori presenti sul mercato.

Aderenza eccellente e adeguato spessore del gel.

Includono un paio di placche, cavo e connettore.

Durata massima di validità: 30 mesi (24 mesi per 33584) dalla data di produzione.

Senza lattice. Conformi a: Direttiva 93/42/CEE e successivi emendamenti.

Dispositivo medico Classe IIb. ANSI/AAMI: DF-80; IEC/EN: 60601-1, 60601-2-4; ISO: 10993-1.

Confezione multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, GR, RU.

Made in Italy.

Compatibili con:

- Artema Innomed

- Cardio Aid 100 - 200 - 200B - 360B - XL - XL+

- Artema S&W

- Cardio Aid LS - MC - MC+

- Drager

- Cardiolog 2000

- Innomed

- CardioAid 200B - 200 - 100 - 360B - XL+ - XL

- MRL

Lite - Lifequest

- Nihon Kohden

Cardiolife TEC 2202 - 2203 - 5500 - 7531 - 7600 - 7700 - 8251 tutti con cavo JC-755V, TEC  
5600 - 8300 con cavo JC855V

- S&W

- Cardio Aid LS - MC - MC+

- Welch-Allyn

- AED 10 - AED20

- PIC30 - PIC40 - PIC50