



PLACCHE COMPATIBILI per defib. Nihon Kohden 10 paia



PLACCHE COMPATIBILI PER ADULTI - monouso

Una vasta gamma di placche certificate BSI (British Standard Institute) per pazienti maggiori di 8 anni (25 kg), compatibili con la maggior parte dei defibrillatori presenti sul mercato.

Aderenza eccellente e adeguato spessore del gel.

Includono un paio di placche, cavo e connettore.

Durata massima di validità: 30 mesi (24 mesi per 33584) dalla data di produzione.

Senza lattice.

Conformi a: Direttiva 93/42/CEE e successivi emendamenti.

Dispositivo medico Classe IIb.

ANSI/AAMI: DF-80; IEC/EN: 60601-1, 60601-2-4; ISO: 10993-1.

Confezione multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, GR, RU.

Compatibile con:

- Nihon Kohden

- Cardiolife TEC 2202 - 2203 - 5500 - 7531 - 7600 - 7700 - JC-765V, TEC 5600 - 8300 con cavo JC855V

Made in Italy.