



PLACCHE COMPATIBILI per defib. Mediana, Tecno Gaz 10 paia



PLACCHE COMPATIBILI PEDIATRICHE - monouso

(Le direttive internazionali RCP indicano di effettuare trattamenti pediatrici fino a 8 anni, corrispondenti a circa 25 kg secondo la curva standard di crescita)

Conformi alle medesime normative delle placche adulti.

Senza lattice.

Made in Italy.

Confezione multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, GR, RU.

Compatibili con:

- Mediana
- HeartOn AED A15 (paziente >10 kg)

- Tecno-Gaz
- Tecnoheart Plus (paziente >10 kg)