



PLACCHE COMPATIBILI per defib. Medtronic, Osatu, Bexen 10 paia



PLACCHE COMPATIBILI PER ADULTI - monouso

Una vasta gamma di placche certificate BSI (British Standard Institute) per pazienti maggiori di 8 anni (25 kg), compatibili con la maggior parte dei defibrillatori presenti sul mercato.

Aderenza eccellente e adeguato spessore del gel.

Includono un paio di placche, cavo e connettore.

Durata massima di validità: 30 mesi (24 mesi per 33584) dalla data di produzione.

Senza lattice. Conformi a: Direttiva 93/42/CEE e successivi emendamenti.

Dispositivo medico Classe IIb. ANSI/AAMI: DF-80; IEC/EN: 60601-1, 60601-2-4; ISO: 10993-1.

Confezione multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, GR, RU.

Made in Italy.

Compatibili con:

- Bexen Cardio
- Reanibex 200 - 300 - 500 - 700 - 800
- Cardioline
- Elife 700
- Mindray
- Beneheart D1 - D3 - D6
- Physiocontrol
- Lifepak 9 connettore Quick-Combo
- Lifepak 10 - 12 - 15 - 20 - 20E - 500 AED presa rosa o grigia - 1000 AED