

STECCA DI TRAZIONE - adulto



STECCA DI TRAZIONE - adulti

La stecca di trazione allevia la pressione dei tessuti sulla gamba fratturata, evitando ulteriori emorragie, shock e lesioni secondarie a nervi, ossa, muscoli e vasi sanguigni.

Lunghezza regolabile e meccanismo di trazione automatico.

Realizzata in lega di alluminio, cinghie per le gambe in nylon.

Fornita con borsa per il trasporto.

Dimensioni: 134x19x21 cm.

Dimensioni stecca ripiegata: 93x20x7 cm.

Peso: 2 kg.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo