


## **TELO PORTAFERITI PIEGHEVOLE GIMA 200x70 cm - giallo**



TELO PORTAFERITI PIEGHEVOLE GIMA 200x70 cm - giallo

Telo portaferiti pieghevole ideale per piccoli trasferimenti di pazienti.

Dotato di 10 maniglie. Realizzato in poliestere 600D e rivestito di PVC.

Fornito con borsa.

Dimensioni: 200x70 cm (senza maniglie), 203x80 cm (con maniglie).

Peso: 2,3 kg.

Portata: 159 kg.

Dimensioni del telo piegato: 80x35 cm.