

BARELLA-SEDIA PIEGHEVOLE 2 IN 1 GIMA - arancione



BARELLA-SEDIA PIEGHEVOLE 2 IN 1 GIMA - arancione

Barella di soccorso convertibile in 3 posizioni: sedia, barella aperta e barella chiusa. Realizzata in lega di alluminio ad alta resistenza e nylon rivestito di vinile.

Adatta per trasportare pazienti in spazi ristretti, ha due cinture di sicurezza, due maniglie e due ruote per facilitare la mobilità sul terreno.

Leggera, impermeabile e facile da trasportare.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo

Dim. barella aperta cm: 196x50x18

Dim. barella chiusa cm: 106x50x15

Peso: 9 kg

Portata: 159 kg