


## **TAVOLA SPINALE CON PERNI DI BLOCCAGGIO GIMA PLUS - arancione**



## **TAVOLA SPINALE CON PERNI DI BLOCCAGGIO GIMA PLUS - arancione**

Adatta per pazienti con lesioni alla testa, alle anche, alla zona pelvica e alla colonna vertebrale.

Realizzata in HDPE, design avanzato con due stecche di bambù interne per rinforzare la tavola.

Adatta per raggi X e TAC. Utilizzabile con fermacapo.

MAX LOAD 227 KG

**Tavola Spinale GIMA Plus per Immobilizzazione e Trasporto Pazienti**

La Tavola Spinale GIMA Plus con Perni di Bloccaggio è un dispositivo professionale progettato per l'immobilizzazione e il trasporto sicuro dei pazienti durante interventi di emergenza, soccorso sanitario e recupero traumatologico. Grazie alla sua struttura robusta e leggera, rappresenta una soluzione affidabile per operatori del soccorso, ambulanze, pronto soccorso e servizi di emergenza territoriale.

Realizzata in HDPE ad alta resistenza, la tavola garantisce un'elevata rigidità strutturale e una distribuzione uniforme del peso del paziente, contribuendo a limitare i movimenti della colonna vertebrale e della zona pelvica durante le operazioni di soccorso. Il design con stecche interne di rinforzo aumenta la resistenza meccanica e la durata nel tempo anche in condizioni operative intensive.

La tavola è compatibile con i principali sistemi di immobilizzazione e può essere utilizzata con fermacapo e cinture di fissaggio. Le numerose maniglie integrate consentono una presa sicura durante le operazioni di sollevamento e movimentazione del paziente.

Con una portata massima di 227 kg, la GIMA Plus è indicata per molteplici scenari di emergenza, garantendo praticità, sicurezza e affidabilità agli operatori sanitari.

---

#### **FAQ - Domande e Risposte**

##### **A cosa serve una tavola spinale?**

*È utilizzata per immobilizzare e trasportare pazienti con sospette lesioni spinali o traumatiche.*

##### **Di quale materiale è realizzata?**

*È costruita in HDPE ad alta resistenza.*

##### **Qual è la portata massima supportata?**

*La tavola supporta un carico fino a 227 kg.*

##### **Può essere utilizzata con fermacapo?**

*Sì, è compatibile con i sistemi fermacapo per immobilizzazione.*

##### **È adatta ai servizi di emergenza?**

*Sì, è progettata specificamente per ambulanze, pronto soccorso e soccorso sanitario.*

Tavola Spinale GIMA Plus con perni di bloccaggio in HDPE ad alta resistenza.  
Dispositivo professionale per immobilizzazione e trasporto pazienti fino a 227 kg.

- Dim. tavola aperta cm: 185x46x5
- Peso: 7 Kg
- Portata: 227 Kg