

SEDIA PORTANTINA GIMA - pieghevole - gialla/nera



SEDIA PORTANTINA GIMA PER SCALE - pieghevole - gialla/nera

Sedie portantine pieghevoli in resistente lega di alluminio e PVC impermeabile.

Adatte per salire e scendere le scale con i pazienti.

4 ruote, 2 delle quali con freno, 2 cinture di sicurezza in fibra di polipropilene con fibbia in plastica.

2 ruote posteriori con freno.

Facili da pulire e sterilizzare.

Dimensioni: 84x50x100 cm

Dimensioni sedia piegata: 100x55x27 cm

Portata: 160 kg

Peso: 10,6 kg