

SEDIA PORTANTINA GIMA - pieghevole - nera



SEDIA PORTANTINA GIMA - pieghevole - nera

La sedia portantina Gima ha un design speciale che consente di salire e scendere le scale con i pazienti.

La sedia è pieghevole ed è realizzata in resistente lega di alluminio e PVC impermeabile.

Dotata di 2 rotelle posteriori frenanti, 2 ruote anteriori e 2 cinture di sicurezza in fibra di polipropilene con fibbia in plastica.

Dimensioni: 92x52x105 cm

Dimensioni sedia piegata: 114x52x26 cm

Dimensioni imballo: 115x54x27 cm

Portata: 160 kg

Peso: 12 kg