

MASCHERA LARINGEA MONOUSO PVC N. 1,5 conf. 50 pz.



MASCHERE LARINGEE MONOUSO IN PVC

Maschera laringea N. 1,5

Peso del paziente: 5 - 10 kg

Volume gonfiaggio cuffia: 7 ml

Lunghezza tubo: 100 mm

Adatte per anestesia e medicina di emergenza, per gestire le vie aeree, diminuendo il dolore e la tosse. Tubo con cuffia gonfiabile da inserire nella faringe. In PVC, sono costituite da tubo per le vie aeree, maschera laringea, connettore, tubo pilota, valvola, palloncino pilota, valvola di sgonfiaggio e

retro annesso.

- consentono l'accesso rapido

- predispongono le vie aeree per la ventilazione spontanea o controllata

- tollerate negli stadi più leggeri dell'anestesia
- sterili e senza lattice