

## **Tubo Endotracheale in PVC con Cuffia Ø 6,5 mm - Sterile per Intubazione (Conf. 100 pz)**



TUBI ENDOTRACHEALI IN PVC CON CUFFIA - sterili

Tubo endotracheale con cuffia Ø 6,5 mm

Lunghezza tubo: 29,5 cm

Pareti resistenti per garantire un'adeguata ventilazione a tutti i pazienti.

La varietà di misure garantisce il mantenimento di vie aeree sicure durante tutto l'intervento chirurgico.

cuffie cilindriche ad alto volume e bassa pressione

palloncini pilota sensibili

cuffie termosaldate con cura

estremità arrotondate

linee radiopache resistenti a spaccature

occhi di Murphy lisci

tubi termosensibili resistenti a schiacciamento

---

Il tubo endotracheale in PVC con cuffia Ø 6,5 mm è un dispositivo medico sterile progettato per la gestione delle vie aeree durante procedure di anestesia, ventilazione assistita e interventi chirurgici. Realizzato in PVC di alta qualità, garantisce resistenza, flessibilità e

sicurezza durante l'intubazione.

La presenza della cuffia a basso profilo e bassa pressione consente una sigillatura efficace della trachea, riducendo il rischio di perdite d'aria e assicurando una ventilazione adeguata del paziente. Il tubo ha una lunghezza di circa 29,5 cm ed è progettato per garantire stabilità e comfort durante l'utilizzo.

Il design include linea radiopaca integrata per una facile identificazione tramite imaging radiologico e occhio di Murphy liscio, che aiuta a mantenere il flusso d'aria anche in caso di parziale occlusione dell'estremità del tubo. Il palloncino pilota sensibile permette un controllo preciso del gonfiaggio della cuffia.

Grazie alla struttura termosensibile resistente allo schiacciamento, il tubo mantiene la sua forma durante l'utilizzo, contribuendo alla sicurezza del paziente. La confezione da 100 pezzi è indicata per strutture ospedaliere e ambienti clinici che necessitano di dispositivi affidabili per la gestione delle vie aeree.

---

## **FAQ - Domande e Risposte**

### **Qual è il diametro del tubo endotracheale?**

Il diametro è di 6,5 mm.

### **Il dispositivo è sterile?**

Sì, è sterile e monouso.

### **È presente una linea radiopaca?**

Sì, include una linea radiopaca per identificazione ai raggi X.

### **Cos'è l'occhio di Murphy?**

È un'apertura aggiuntiva che aiuta a mantenere il flusso d'aria in caso di ostruzione.

### **La cuffia è a bassa pressione?**

Sì, è progettata per garantire tenuta efficace con pressione ridotta.

Tubo endotracheale in PVC con cuffia Ø 6,5 mm sterile, con linea radiopaca e occhio di Murphy. Dispositivo per gestione vie aeree, conf. 100 pz.