

TUBO ENDOTRACHEALE CUFFIATO diametro 8,5 mm conf. 100 pz.



TUBI ENDOTRACHEALI IN PVC CON CUFFIA - sterili

Tubo endotracheale con cuffia Ø 8,5 mm

Lunghezza tubo: 32,5 cm

Pareti resistenti per garantire un'adeguata ventilazione a tutti i pazienti.

La varietà di misure garantisce il mantenimento di vie aeree sicure durante tutto l'intervento chirurgico.

- cuffie cilindriche ad alto volume e bassa pressione
- palloncini pilota sensibili
- cuffie termosaldate con cura
- estremità arrotondate
- linee radiopache resistenti a spaccature
- occhi di Murphy lisci

- tubi termosensibili resistenti a schiacciamento