

CANNULA TRACHEOSTOMICA CUFFIATA diametro 6 mm conf. 10 pz.



CANNULA TRACHEOSTOMICA CUFFIATA diametro 6 mm conf. 10 pz.

Cannule tracheostomiche cuffiate Ø 6,0 mm

Cannule curve che creano una via aerea in pochi secondi in situazioni di emergenza mediante il loro inserimento in uno stoma tracheostomico, ovvero un'apertura creata chirurgicamente nel collo e nella trachea.

Il tubicino cavo, con o senza cuffia, viene inserito direttamente nella trachea tramite un'incisione chirurgica, utilizzando una tecnica di dilatazione progressiva filoguidata.

- realizzate in PVC di qualità medica, atossico, trasparente e antischiacciamento per proteggere il tessuto delicato delle mucose

- la punta smussa e liscia dell'otturatore riduce il trauma durante l'inserimento
- piastra per collo con misura stampata per facilitare l'identificazione
- connettore standard
- la linea radio-opaca aiuta a determinare la posizione esatta della cannula

Le cannule includono: cuffia, linea di gonfiaggio, valvola, palloncino pilota, otturatore, piastra per collo, connettore e fascette.

Sterili, monopaziente. Classe IIa.

Senza DEHP. Fabbricate senza gomma naturale o lattice.

Caratteristiche supplementari delle cannule cuffiate

- la cuffia ad alto volume e bassa pressione fornisce una chiusura ermetica efficace con una compressione leggera
 - la cuffia morbida e dalle pareti sottili garantisce una chiusura ermetica efficace e un'intubazione/estubazione atraumatica
 - valvola antiritorno efficiente per gonfiare e sgonfiare la cuffia
-

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve una cannula tracheostomica cuffiata?

Serve a mantenere aperte le vie aeree e a garantire una ventilazione efficace nei pazienti tracheostomizzati.

La cuffia è regolabile?

Sì, è dotata di sistema di gonfiaggio con palloncino pilota per il controllo della pressione.

Il prodotto è sterile?

Sì, ogni cannula è fornita sterile e pronta all'uso.

È monouso?

Sì, la cannula è destinata a un singolo utilizzo.

Quanti pezzi contiene la confezione?

La confezione contiene 10 cannule tracheostomiche cuffiate da 6 mm.

Cannula Tracheostomica Cuffiata diametro 6 mm sterile in confezione da 10 pezzi.

Dispositivo professionale per la gestione sicura delle vie aeree e ventilazione assistita.