

## TERMOMETRO VETERINARIA



Ergonomicamente corretto per gli animali.\_

—

Regolazioni selezionabili per animali da compagnia, suini, bovini e altri animali.\_

—

Indicatore acustico, display LCD.\_

—

Spegnimento automatico dopo 15 secondi.\_

—

Temperatura visualizzata in scala Fahrenheit o in scala Celsius.\_

—

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, GR.

- Range di misurazione: 32 ~ 44 °C\_

—

- Precisione:  $\pm 0.1$  °C (35 ~ 39 °C)\_

—

- La batteria ha una durata di circa 5000 misurazioni\_

—

- Dimensioni: 190x110x35 mm\_

—

- Alimentazione: 2 batterie da 1.5V AAA\_

—

- Tempo di misurazione: 6 sec.