

SPAZZOLE PERFECTION - nylon conf. 12 pz.



SPAZZOLE PERFECTION_

—

—

—

Spazzole in nylon per pulizia pre e post operatoria, sterilizzabili in autoclave a 100°C per non più di 5 minuti e inseribili nei vari modelli di distributori di spazzole, in ospedale._

—

—

—

Resistenti e affidabili._

—

—

—

Maniglia in PP_

—

—

—

Dimensioni: 109x41x34 mm._

—

Confezionate in scatole da 12.