

## **KIT CATETERISMO - sterile 1 kit**



Contenuto del kit: \_

—

—

—

Telino \_

—

Pinza ad anelli \_

—

3 tamponi di garza \_

—

Guanti in vinile \_

—

Sacchetto monouso grande \_

—

Compresse di garza TNT \_

—

Telino TNT + telino PE 50 x 60 cm con foro \_

—

Siringa acqua \_

—

Lubrificante monodose\_

—

Salvietta con alcool isopropilico\_

—

—

—

Etichetta / istruzioni in: GB, IT.