


KIT RIMOZIONE SUTURA 1 - sterile 1 kit



KIT RIMOZIONE SUTURA 1 - sterile 1 kit

Contenuto del kit:

Pinze in plastica

Forbici Littauer

Compresse di garza 18 x 40 cm

Leggero, compatto e facile da utilizzare, è particolarmente indicato per ospedali, ambulatori, studi medici, RSA, assistenza domiciliare e pronto soccorso. Il formato monouso sterile consente di ottimizzare tempi operativi e sicurezza clinica.

La qualità dei materiali e la praticità del kit lo rendono una soluzione affidabile per operatori sanitari che necessitano di strumenti pronti all'impiego per la gestione delle medicazioni post-operatorie.

FAQ - Domande e Risposte

Cosa contiene il kit rimozione sutura?

Include pinza in plastica, forbici Littauer e compresse di garza sterile.

Il kit è sterile?

Sì, il kit è confezionato sterile e pronto all'uso.

È monouso?

Sì, è progettato per utilizzo singolo.

Per quali utilizzi è indicato?

È indicato per la rimozione di punti di sutura in ambito sanitario.

Può essere usato in assistenza domiciliare?

Sì, è adatto anche per medicazioni domiciliari professionali.

Kit rimozione sutura sterile monouso con forbici Littauer, pinza e garze.

Ideale per medicazioni, ambulatori, ospedali e assistenza sanitaria professionale.