

## **KIT SUTURA 2 - sterile 1 kit**



Contenuto del kit: \_

—

—

—

Pinza Kocher\_

—

Pinza di plastica\_

—

Pinza emostatica\_

—

Pinza in metallo con estremità di plastica\_

—

Forbici Littauer\_

—

Compresse di garza 10x10 cm - 8 strati\_

—

4 o 5 tamponi di garza\_

—

WNW (TNT)+PE drape 50x60 cm\_

—

Telino TNT + PE 50x60 cm con foro\_

—

2 strisce adesive in TNT\_

—

Busta PE minigrip