

SET DIAGNOSTICA VETERINARIA XENON-ALOGENO met.



Set Diagnostica Veterinaria Xenon Alogeno

Include: testa aperta otoscopio xenon-alogeno + manico, testa oftalmoscopio xenon alogeno, set 5 speculum autoclavabili in plastica (31451), supporto illuminatore per abbassalingua in metallo, speculum nasale.

Tutti i set hanno manici 2.5V da usare con 2 batterie "C" o batterie ricaricabili (34479)

Set Diagnostica Veterinaria Xenon Alogeno Professionale in Valigetta

Il Set Diagnostica Veterinaria Xenon Alogeno è una soluzione completa progettata per supportare veterinari e professionisti del settore nella diagnosi e nel monitoraggio clinico degli animali. Grazie alla tecnologia di illuminazione xenon-alogeno, il kit offre una luce intensa, uniforme e affidabile, ideale per esami accurati in ambulatorio, clinica veterinaria e durante le visite sul campo.

Fornito in una pratica valigetta rigida per il trasporto e la protezione degli strumenti, il set comprende i principali accessori diagnostici necessari per le attività di routine. La dotazione include testa otoscopica xenon-alogena, testa oftalmoscopica xenon-alogena, manico ergonomico, speculum auricolari autoclavabili e accessori dedicati per esami specialistici.

La struttura robusta e i materiali di qualità garantiscono resistenza all'utilizzo quotidiano e una lunga durata operativa. L'alimentazione a batterie consente inoltre la massima libertà di movimento durante l'attività clinica, rendendo il kit particolarmente pratico per i professionisti che operano anche fuori dall'ambulatorio.

Questo set rappresenta una soluzione completa per la diagnostica veterinaria di base, offrendo precisione, praticità e affidabilità in un unico sistema.

FAQ - Domande e Risposte

Cosa include il set diagnostico?

Include otoscopio, oftalmoscopio, manico, speculum auricolari e accessori diagnostici veterinari.

Che tipo di illuminazione utilizza?

Utilizza tecnologia xenon-alogena ad alta luminosità.

È adatto all'uso veterinario professionale?

Sì, è progettato specificamente per cliniche e ambulatori veterinari.

Gli speculum sono sterilizzabili?

Sì, gli speculum in dotazione sono autoclavabili.

Come viene alimentato il kit?

Funziona tramite batterie compatibili con il sistema diagnostico incluso.

Set diagnostica veterinaria xenon alogeno completo di otoscopio, oftalmoscopio e accessori professionali in pratica valigetta rigida.