

BATTERIA RICARICABILE Li-Ion 3,5V per 31542 - adulti



Batteria ricaricabile adulti Li-ion** 3,5 V per 34457, 34482_

—

—

—

**per manici venduti dopo Maggio 2013_

—

—

—

MANICI RICARICABILI "GIMA GREEN" F.O. XENON/ALOGENO 3,5 V_

—

- Comparto batterie chiuso per evitare l'ingresso di liquidi_

—

- Manici forniti con lampadina. Batteria non inclusa._

—

- Manico robusto in metallo rivestito di cromo _

—

—

-
- LARINGOSCOPI GIMA GREEN_
-
- massima trasmissione della luce grazie a fibre durevoli e di alta qualità_
-
- lame studiate per una facile intubazione_
-
- finitura opaca per ridurre i riflessi_
-
- autoclavabile fino a 134°C per 5 minuti. Lame autoclavabili fino a 2.000 volte._
-
- compatibili con la sterilizzazione al gas plasma_
-
- tutte le lame sono compatibili con norma Green BS EN ISO 7376_
-
- tutte le lame sono in acciaio inossidabile austenitico resistenti alla ruggine_
-
- lame lunga durata. GIMA offre una garanzia di 3 anni._
-
- ampia selezione di fonti di alimentazione: batterie tipo "AA" e "C" o batterie ricaricabili da 2,5 e 3,5 V_
-
- manici disponibili con lampadine xenon/alogene o LED da 2,5 e 3,5 V_
-
- i manici da 2,5 V possono essere usati con batterie standard o ricaricabili_
-
- lame non magnetiche