

SONDA VET TRANS-RETTALE 5,0-10 MHz CHISON per ECO1/2/3/5/6



Sonda Trans-rettale CHISON, frequenza principale 7,5 MHz, per macchine ultrasuoni portatili della serie ECO VET._

-

-

-

- Codice Chison: L7V-A_

-

- Metodo di scansione: Trans-rettale_

-

- Frequenza principale: 7.5 MHz_

-

- Range di frequenze (MHz): 5,3 - 10,0_

-

- Applicazioni: OVINI, EQUINI E BOVINI_

-

-

-

Compatibile con:_

—

- CHISON ECO 1 VET (cod. 33994)_

—

- CHISON ECO 3EXP. VET (cod. 33995)_

—

- CHISON ECO 5 VET (cod. 34008)