

GHIACCIO ISTANTANEO IN BUSTA TNT conf. 25 pz.



GHIACCIO ISTANTANEO - busta TNT 14x18 cm (non tessuto)_

—

minimo vendita: conf. da 25 buste (38x25xh 17 cm)_

—

—

—

Il "ghiaccio istantaneo" è raccomandato per la crioterapia._

—

Ottimo in caso di trauma per lenire il dolore e prevenire la formazione di ematomi, gonfiori ecc._

—

Sempre pronto in qualsiasi luogo e momento._

—

Basta schiacciare la busta per rompere la bolla interna, quindi agitare. La miscela ottenuta abbassa la temperatura interna della busta. Raggiunge -4°C all'attivazione e raggiunge 0°C dopo 30 minuti (a temperatura ambiente di 20 °C)._

—

Peso 250 g._

-
-
-

Ghiaccio istantaneo con busta multilingue: GB, FR, IT, ES.