

## SET LARINGO PEDIATRICO 2 LAME - Lame Miller 0-1



SET STANDARD RICARICABILI (MANICO + LAME)\_

-

- Set pediatrico (2 lame MILLER 0-1)\_

-

-

-

Linea di alta qualità:\_

-

- lampadina a vuoto standard da 2,5 V\_

-

- manico ergonomico, leggero e satinato che riduce i riflessi\_

-

- contatti in acciaio inox a garanzia di lunga durata\_

-

- sterilizzazione ETO o a vapore\_

-

- gamma completa di lame Mc Intosh e Miller, latex free\_

-

- compatibilità ISO 7376 permette l'uso con manici di altre marche\_
- 
- set confezionato in valigetta in plastica antiurto\_
- 
- manici 2,5 V: funzionano con pile alcaline e batterie ricaricabili\_
- 
- ottima trasmissione della luce di 3.500 LUX con manici 2,5 V\_
- 
- autoclavabile fino a 134° per 5 minuti (circa 2.000 volte)\_
- 
- lame non magnetiche