

SET LARINGOSCOPIO 3 LAME - Lame Mc Intosh 2-3-4



SET LARINGOSCOPIO 3 LAME - Lame Mc Intosh 2-3-4

SET STANDARD RICARICABILI (MANICO + LAME)

Linea di alta qualità:

- lampadina a vuoto standard da 2,5 V
- manico ergonomico, leggero e satinato che riduce i riflessi
- contatti in acciaio inox a garanzia di lunga durata
- sterilizzazione ETO o a vapore
- gamma completa di lame Mc Intosh e Miller, latex free
- compatibilità ISO 7376 permette l'uso con manici di altre marche
- set confezionato in valigetta in plastica antiurto
- manici 2,5 V: funzionano con pile alcaline e batterie ricaricabili

- ottima trasmissione della luce di 3.500 LUX con manici 2,5 V
- autoclavabile fino a 134° per 5 minuti (circa 2.000 volte)
- lame non magnetiche

Il Set Laringoscopio 3 Lame Mc Intosh 2-3-4 è un dispositivo professionale progettato per l'intubazione e la gestione delle vie aeree in ambito ospedaliero, ambulatoriale e di emergenza. Il kit comprende un manico ergonomico ricaricabile e tre lame Mc Intosh nelle misure 2, 3 e 4, custodite in una pratica valigetta rigida antiurto.

Il manico satinato riduce i riflessi durante l'utilizzo e garantisce una presa sicura. I contatti in acciaio inox assicurano lunga durata e affidabilità anche dopo numerosi cicli di sterilizzazione.

L'illuminazione è affidata a una lampadina sottovuoto standard da 2,5 V, capace di offrire una trasmissione luminosa fino a 3.500 Lux, assicurando un'ottima visibilità durante le procedure.

Le lame sono realizzate secondo lo standard ISO 7376, risultando compatibili con manici di altri produttori conformi allo stesso standard. Sono inoltre autoclavabili fino a 134°C per 5 minuti, per circa 2.000 cicli di sterilizzazione, e possono essere sterilizzate anche con ETO (ossido di etilene) o a vapore.

Il set è completamente latex free e utilizza lame non magnetiche, caratteristiche che lo rendono adatto all'impiego professionale in numerosi contesti sanitari.

FAQ - Domande Frequenti

Cosa comprende il kit?

Il set include un manico ricaricabile, tre lame Mc Intosh nelle misure 2, 3 e 4 e una valigetta rigida antiurto.

Le lame possono essere sterilizzate?

Sì. Sono sterilizzabili a vapore, con ossido di etilene (ETO) e autoclavabili a 134°C per 5 minuti.

Qual è la luminosità del sistema?

Il laringoscopio offre una trasmissione luminosa fino a 3.500 Lux con manico da 2,5 V.

Le lame sono compatibili con altri manici?

Sì. Sono conformi allo standard ISO 7376 e compatibili con manici dello stesso standard.

Il dispositivo contiene lattice?

No, il set è completamente latex free.

Set Laringoscopio 3 Lame Mc Intosh 2-3-4 con manico ricaricabile, illuminazione 3.500 Lux, lame autoclavabili ISO 7376 e valigetta rigida.

Latex free per uso professionale.