

SET LARINGO PEDIATRICO 3 LAME Miller 0-1, McIntosh 0



SET STANDARD RICARICABILI (MANICO + LAME)_

—

- Set pediatrico (3 lame MILLER 0-1, Mc INTOSH 0)_

—

—

—

Linea di alta qualità:_

—

- lampadina a vuoto standard da 2,5 V_

—

- manico ergonomico, leggero e satinato che riduce i riflessi_

—

- contatti in acciaio inox a garanzia di lunga durata_

—

- sterilizzazione ETO o a vapore_

—

- gamma completa di lame Mc Intosh e Miller, latex free_

-
- compatibilità ISO 7376 permette l'uso con manici di altre marche_
-
- set confezionato in valigetta in plastica antiurto_
-
- manici 2,5 V: funzionano con pile alcaline e batterie ricaricabili_
-
- ottima trasmissione della luce di 3.500 LUX con manici 2,5 V_
-
- autoclavabile fino a 134° per 5 minuti (circa 2.000 volte)_
-
- lame non magnetiche