

## SET LARINGO PEDIATRICO 3 LAME Miller 1,2,3



SET STANDARD RICARICABILI (MANICO + LAME)\_

—

- Doctor set (3 lame MILLER 1, 2, 3)\_

—

—

—

Linea di alta qualità:\_

—

- lampadina a vuoto standard da 2,5 V\_

—

- manico ergonomico, leggero e satinato che riduce i riflessi\_

—

- contatti in acciaio inox a garanzia di lunga durata\_

—

- sterilizzazione ETO o a vapore\_

—

- gamma completa di lame Mc Intosh e Miller, latex free\_

—

- compatibilità ISO 7376 permette l'uso con manici di altre marche\_
- 
- set confezionato in valigetta in plastica antiurto\_
- 
- manici 2,5 V: funzionano con pile alcaline e batterie ricaricabili\_
- 
- ottima trasmissione della luce di 3.500 LUX con manici 2,5 V\_
- 
- autoclavabile fino a 134° per 5 minuti (circa 2.000 volte)\_
- 
- lame non magnetiche