

LAMA MC-INTOSH NR. 0 - neonati



Lama N° 0 Mc INTOSH - neonati_

-

Lunghezza totale: 80 mm_

-

Larghezza distale: 11 mm_

-

-

-

Linea di alta qualità:_

-

- lampadina a vuoto standard da 2,5 V_

-

- manico ergonomico, leggero e satinato che riduce i riflessi_

-

- contatti in acciaio inox a garanzia di lunga durata_

-

- sterilizzazione ETO o a vapore_

-

- gamma completa di lame Mc Intosh e Miller, latex free_
-
- compatibilità ISO 7376 permette l'uso con manici di altre marche_
-
- set confezionato in valigetta in plastica antiurto_
-
- manici 2,5 V: funzionano con pile alcaline e batterie ricaricabili_
-
- ottima trasmissione della luce di 3.500 LUX con manici 2,5 V_
-
- autoclavabile fino a 134° per 5 minuti (circa 2.000 volte)_
-
- lame non magnetiche