

SET LARINGO "GIMA GREEN" F.O. LED 3 LAME MC-INT 2-3-4 - 2,5V



SET F.O. LED GIMA GREEN - 2,5 V_

- Set adulti (3 lame Mc Intosh 2-3-4)_
- laringoscopi F.O. che offrono una luce fredda brillante_
- lame a fibra ottica Gima Green con fibra staccabile_
- manico ricaricabile con lampadina LED_
- manico ricaricabile 2,5 V (batteria non inclusa)_
- il manico ricaricabile da 2,5 V può essere usato con batterie ricaricabili o alcaline. I manici ricaricabili devono essere usati con la base di ricarica 31542 (non inclusa)_
- lame non magnetiche