

## **SET LARINGO "GIMA GREEN" F.O. LED 4 LAME MC-INT 1-2-3-4 - 2,5V**



SET F.O. LED GIMA GREEN - 2,5 V\_

-

-

-

- Set adulti (4 lame Mc Intosh 1-2-3-4)\_

-

-

-

- laringoscopi F.O. che offrono una luce fredda brillante\_

-

- lame a fibra ottica Gima Green con fibra staccabile\_

-

- manico ricaricabile con lampadina LED\_

-

- manico ricaricabile 2,5 V (batteria non inclusa)\_

-

- il manico ricaricabile da 2,5 V può essere usato con batterie ricaricabili o alcaline. I manici

ricaricabili devono essere usati con la base di ricarica 31542 (non inclusa)\_

—

- lame non magnetiche