

SET LARINGO "GIMA GREEN" F.O. LED 4 LAME MC-INT 1-2-3-4 - 3,5V



SET F.O. LED GIMA GREEN - 3,5 V_

-

-

-

- Set adulti (4 lame Mc Intosh 1-2-3-4)_

-

-

-

- laringoscopi F.O. che offrono una luce fredda brillante_

-

- lame a fibra ottica Gima Green con fibra staccabile_

-

- manico ricaricabile con lampadina LED_

-

- manico ricaricabile 3,5 V (batteria non inclusa). I manici ricaricabili devono essere usati con la base di ricarica 31542 (non inclusa)_

-

- lame non magnetiche