

SET LARINGO "MAXLITE" F.O. PEDIATRICO 3 LAME MILLER 00,0,1 - 2,5V



SET XENON/ALOGENO F.O. MAXLITE - 2,5 V_

-

-

-

- Set pediatrico (3 lame Miller 00-0-1)_

-

-

-

- laringoscopi F.O. che offrono una luce fredda brillante_

-

- lame a fibra ottica Maxlite con fibra integrata_

-

- manico ricaricabile con lampadina xenon/alogeno_

-

- manico ricaricabile 2,5 (batteria non inclusa). Il manico ricaricabile da 2,5 V può essere usato con batterie ricaricabili o alcaline. I manici ricaricabili devono essere usati con la base di ricarica 31542 (non inclusa)_

-
- lame non magnetiche