

SET LARINGO "MAXLITE" F.O. 4 LAME MC-INT 1-2-3-4 - 2,5V



SET XENON/ALOGENO F.O. MAXLITE - 2,5 V_

-
-
-
- Set adulti (4 lame Mc Intosh 1-2-3-4)_
-
-
-
- laringoscopi F.O. che offrono una luce fredda brillante_
-
- lame a fibra ottica Maxlite con fibra integrata_
-
- manico ricaricabile con lampadina xenon/alogeno_
-
- manico ricaricabile 2,5 (batteria non inclusa). Il manico ricaricabile da 2,5 V può essere usato con batterie ricaricabili o alcaline. I manici ricaricabili devono essere usati con la base di ricarica 31542 (non inclusa)_

-
- lame non magnetiche